

**IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B**

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjenjima tenderske dokumentacije za nabavku kapitalne opreme broj IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B, u periodu od 29.09.2014, dostavljamo vam sledeće odgovore:

**Pitanje i Odgovor broj 7:**

(Zavedeno pod brojem 3144 od 30.09.2014.)

Sa osvrtom na tender raspisanog od JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. Beograd, broj IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B, molimo za pojašnjenje sledećeg:

**III46008, Item 5607- Climate chamber with illumination-phytotron**

Molimo vas da nas obavestite o dimenzijama komore

**ON172003-Item 1309**

Nedostaje numeraciju u specifikaciji

**ON173008-Item 1642**

Molimo vas da nas obavestite o dimenzijama laminara

**ON173005-Item 5366- Percival low temperature plant growth**

Molimo vas da nas obavestite o veličini komore Plant growth

**ON172003-Item 1311-Vaccum oven**


Molimo potvrdite da se Vaccum oven koristi za „No flammable organic solvents“

Odgovor:

**III46008-item 5607**-Spoljne dimenzije 1255x1925x890, Unutrašnje dimenzije 970x1250x576

**ON172003-item 1309**- Tekst koji nedostaje:

7. Plug-in povezivanje sa glavnim kablom od 5 m, napajanje 230 V/ 50 Hz
13. Integralni monitoring ventilacije pomoću merenja i posmatranja brzine ubacivanja, pravca protoka i zapremine protoka. Vizuelni i zvučni signali kada dodje do greške. Napajanje šalje poruku preko generatora na radnom panelu sisanjem LED diode.
14. Ovlašćeni servis na teritoriji Srbije-sertifikat servisa od strane proizvođača opreme za Srbiju - - podneta od strane proizvođača sa ponudom, CE oznaka- -podneta od strane proizvođača sa ponudom, ISO-9001:2000– podneta od proizvođača sa ponudom
15. Prednost imaju evropski proizvođači
17. Sigurna tehnička ventilacija radnog prostora u skladu sa pravilima



JUP Istrazivanje i razvoj d.o.o. Beograd

**ONI73008- item 1642-** Spoljne dimenzije WxDxH (mm) 1260x845x1290, Korisnog prostora WxDxH (mm) 1230x610x700

**ONI73005-item 5366-** Dimenzije (ext. W x D x H) 107,3cm x 85,4cm x 197,1 cm

**ONI72003-Item 1311-Vaccum oven**

Vacuum oven allows **handling of heat- and oxygen-sensitive substances** and materials gently.

Koristiće se za **removal of organic solvents** from CNT/grapheme colloids.

Predsednik komisije

Strahinja Đurićanin